

ROXANE



PRODUCT REVIEW

Creación & A Medida

Roxy 200

La Roxy 200 es una máquina muy compacta y silenciosa, que se integra en los laboratorios. Se destina a las pruebas de formulación con materias primas difíciles, pastosas, viscosas, pegajosas o que requieren unas condiciones de almacenamiento particulares.

[Leer más](#)



[Contact](#)

Calidad & precisión

Gracias al sofisticado proceso de control de la unidad de dispensación VDS-201, cada dosificación se realiza con gran precisión y repetibilidad dentro del margen de tolerancia requerido. El sistema elimina los riesgos de polución cruzada entre las materias primas. Todas las operaciones de la Roxy 200 están sistemáticamente trazadas. El sistema se adapta de forma automática y continua a las fluctuaciones del entorno de trabajo (temperatura, llenado de los depósitos), sin ninguna intervención humana.



Configuración

La Roxy 200 incorpora los depósitos de almacenamiento de las 32 materias primas que están dispuestos en un anillo alrededor del eje vertical de la máquina. El dispositivo de control del sistema de distribución VDS-201, la balanza y el vaso de composición pueden girar en torno a este mismo eje.